

Materiales para realizar la maniobra de pronos

Para realizar la maniobra de cambio de posición a decúbito pronos, se recomienda preparar previamente una serie de materiales, enfocados en disminuir el riesgo de lesiones o eventos adversos durante y posterior al procedimiento

1. Cojines

Asegúrese de contar con al menos 2 cojines o almohadas para poder posicionar al paciente en posición de nadador.



2. Electrodo

Tras el cambio de posición de supino a pronos, lo primero es conectar al paciente nuevamente al monitor por lo que se recomienda tener disponibles electrodo



6. Protección ocular

De acuerdo a los protocolos de su unidad, prepare los materiales necesarios para la protección ocular del paciente, ya sea ungüentos, lágrimas artificiales, entre otros.

